

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38936

Número do item: CM0015941



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDKN1A/p21CIP1 para Western blot, IHC, IF e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ciclo celular e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN1A/p21CIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1026
GeneID	1026
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-164 do CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Transporte	Bolsa de gelo