


Anticorpo Policlonal Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46527

Número do item: CM0017717



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDKN1B/p27KIP1, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Inibidor de quinase dependente de ciclina que regula a progressão do ciclo celular; essencial para a parada em G1. Adequado para estudos de supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN1B/p27KIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1027
GeneID	1027
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 da CDKN1B/p27KIP1 humana (NP_004055.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46527
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo