

Anticorpo Policlonal Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Para Wb, Elisa - P49918

Número do item: CM0023382

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDKN1C/p57 Kip2 (inibidor 1C de quinase dependente de ciclina), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN1C/p57 Kip2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1028
ID do Gene	1028
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 de CDKN1C/p57 Kip2 humano (NP_000067.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49918
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo