

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Para Wb - P49918

Número do item: CM0005958

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDKN1C/p57 Kip2 (inibidor de cinase dependente de ciclina 1C, P49918) humano, validado para Western blotting e ELISA. Ideal para estudos de parada do ciclo celular, proliferação e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN1C/p57 Kip2 mAb de Coelho
Observações/Alias	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1028
ID do Gene	1028
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49918
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo