


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Para Wb, If/Icc, Elisa - P42771

Número do item: CM0003255



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade [Validado por KO] direcionado ao CDKN2A/p16INK4a humano (SWISS P42771). Validado para WB, IF/ICC e ELISA, adequado para aplicações de pesquisa em supressor tumoral e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho CDKN2A/p16INK4a
Observações/Apelidos	ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a
Espécie	Humano
GeneID	1029
Imunógeno	Imunógeno de Peptídeo Sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 57-156 do CDKN2A/p16INK4a humano (P42771).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42771
Peso Proteico	17 kDa
Transporte	Em gelo