


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn2A/P16Ink4A [Validado Por Ko] Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P42771 / Q8N726

Número do item: CM0011426



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra CDKN2A/p16INK4a, validado para confirmação de knockout (KO). Adequado para WB, IF, IHC-P e ELISA em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho [Validado por KO] CDKN2A/p16INK4a
Observações/Apelido	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1029
GeneID	1029
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso Molecular da Proteína	8-17 kDa
Envio	Em saco de gelo