


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn2A/P19Arf Para Wb, Elisa - Q64364

Número do item: CM0007493



introdução

A CamelBio oferece anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CDKN2A/p19ARF validado para WB e ELISA. Tem como alvo o supressor tumoral ARF, adequado para pesquisa sobre ciclo celular, apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN2A/p19ARF Rabbit mAb
Observações/Apelido	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Espécie	Mouse
GeneID (humano)	1029
GeneID	12578
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	Q64364
Peso Proteico	19KDa
Envio	Saco de gelo