

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn2A/P19Arf Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q64364-1

Número do item: CM0006188

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDKN2A/p19ARF (p19ARF) de camundongo. Para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Imunogeno: peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100. Reação cruzada com camundongo. Peso molecular calculado: 19 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CDKN2A/p19ARF de coelho
Observações/Apelidos	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1029
ID do Gene	12578
Imunogeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do p19ARF de camundongo (NP_034007.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64364-1
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo