


Anticorpo Policlonais Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Para Wb, Elisa - P42773

Número do item: CM0016173



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CDKN2C/p18-INK4C, validado para Western blotting e ELISA. Este anticorpo reconhece o inibidor de quinase dependente de ciclina, que regula a progressão do ciclo celular por meio da interação com CDK6/CDK4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
Observações/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1031
GeneID	1031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-168 da proteína humana CDKN2C/p18-INK4C (P42773)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42773
Peso Molecular da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo