


Anticorpo Policlonal Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42773

Número do item: CM0020641



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDKN2C/p18-INK4C, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa do ciclo celular e estudos sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
Observações/Apelido	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-168 do CDKN2C/p18-INK4C humano (NP_523240.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42773
Peso Molecular da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo