


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Para Wb - P42773

Número do item: CM0011179



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDKN2C/p18-INK4C, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece alvos humanos, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o ciclo celular e o câncer. Imunógeno recombinante, 18 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit mAb [Validado por KD]
Observações/Apelidos	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da CDKN2C/p18-INK4C humana (P42773).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42773
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo