


Anticorpo Policlonal Anti-Cdkn2D Para Wb, If/Icc, Elisa - P55273

Número do item: CM0028936



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDKN2D humano (p19-INK4d) para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com CDKN2D humano e de camundongo. Ideal para pesquisa de ciclo celular e supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN2D Rabbit pAb
Observações/Alias	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1032
GeneID	1032
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-166 da CDKN2D humana (NP_001791.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P55273
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de gelo