


Anticorpo Policlonais Anti-Cdkn3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16667

Número do item: CM0019319



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDKN3 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies Humanas e de Rato. Ideal para estudos de regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KAP; CDI1; CIP2; KAP1; CDKN3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1033
ID do Gene	1033
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q16667
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo