

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdsn Para Wb, Elisa - Q15517

Número do item: CM0015097

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CDSN de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Para pesquisa sobre barreira epidérmica e pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDSN Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PSS; HTSS; PSS1; HTSS1; HYPT2; CDSN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1041
GeneID	1041
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CDSN humano (NP_001255.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15517
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Saco de gelo