

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdx1 Para Wb, Elisa - P47902

Número do item: CM0012710



introdução

Anticorpo monoclonal Cdx1 validado para WB e ELISA. Reconhece Cdx1 humano (28kDa), um fator de transcrição envolvido no câncer colorretal e na diferenciação intestinal. Ideal para pesquisa oncológica e estudos epigenéticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho Cdx1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1044
GeneID	1044
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Cdx1 humano (P47902).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P47902
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo