

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdx2 Para Wb E Elisa - Q99626

Número do item: CM0003450



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho que visa o CDX2 humano (Q99626). Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com o CDX2 de camundongo. Ideal para estudos de epitélio intestinal, pesquisa de câncer colorretal e análise de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validated] CDX2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1045
ID do Gene	1045
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CDX2 humano (Q99626)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99626
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo