

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdx2 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99626

Número do item: CM0002453



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CDX2 de alta qualidade validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reconhece CDX2 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição homeobox chave no desenvolvimento e diferenciação intestinal. Ideal para estudos de biologia intestinal e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validated] CDX2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDX3; CDX-3; CDX2/A5; X2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1045
ID do Gene	1045
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CDX2 humano (Q99626).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99626
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo