

Anticorpo Policlonal Anti-Cdx4 Para Wb, Elisa - O14627

Número do item: CM0026259

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDX4 humano, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a função da proteína homeobox na regulação transcricional do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDX4 Coelho pAb
Observações/Apelido	CDX4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1046
ID do Gene	1046
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do CDX4 humano (NP_005184.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14627
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de Gelo