


Anticorpo Policlonal Anti-Cdy1B Para Wb, Elisa - Q9Y6F8

Número do item: CM0016053



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CDY1B humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta modificador de cromatina específico do testículo com atividade de histona acetiltransferase; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em espermatogênese e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDY1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDY; CDY1B
Espécie	Humano
GeneID	253175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-320 do CDY1B humano (NP_001003895.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6F8
Peso Proteico	60kDa
Envio	Bolsa de Gelo