

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdyl2 Para Wb, Elisa - Q8N8U2

Número do item: CM0031091



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para a proteína semelhante ao cromodomínio Y 2 (CDYL2/PCCP1). Adequado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Suporta pesquisa de proteínas nucleares e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDYL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PCCP1; CDYL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	124359
GeneID	124359
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-230 do CDYL2 humano (NP_689555.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N8U2
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo