

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ceacam5 (Cea/Cd66E) Para Wb, Elisa - P06731

Número do item: CM0018146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CEACAM5 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece o antígeno carcinoembriônico humano (CEA/CD66e), de ~77 kDa. Ideal para pesquisa de câncer de cólon e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CEACAM5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CEA; CD66e; CEACAM5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1048
GeneID	1048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-685 do CEACAM5 humano (NP_001278413.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso da Proteína	77 kDa
Envio	Saco de gelo