

Anticorpo Policlonico Anti-Ceacam5 Para Wb, Elisa - P06731

Número do item: CM0017060



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao CEACAM5 humano (CEA, CD66e). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudos de adesão celular, progressão tumoral e pesquisa de carcinoma colorretal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEACAM5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CEA; CD66e; CEACAM5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-702 do CEACAM5 humano (P06731)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06731
Peso Proteico	77kDa
Transporte	Saco de gelo