

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ceacam5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Número do item: CM0005188



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CEACAM5 humano (CEA/CD66e), validado para Western blot, IHC parafina e ELISA. Imunogênio recombinante que abrange o domínio extracelular; ideal para estudar adesão celular, progressão tumoral e carcinoma colorretal. Reage com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEACAM5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CEA; CD66e; CEACAM5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1048
GeneID	1048
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-685 do CEACAM5 humano (NP_004354.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo