

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ceacam5/Cd66E () Para Citometria De Fluxo - P06731

Número do item: CM0012599



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CEACAM5/CD66e (CEA) conjugado com para citometria de fluxo. Detecta uma glicoproteína de 76 kDa envolvida na adesão celular e progressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CEACAM5/CD66e mAb
Observações/Apelido	CEACAM5; CD66e; CEA; molécula de adesão celular relacionada ao antígeno carcinoembrionário 5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1048
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-685 do CEACAM5/CD66e humano (NP_004354.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo