


Anticorpo Monoclonal Anti-Ceacam6 Para Wb, Elisa - P40199

Número do item: CM0003990



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CEACAM6 humano (CD66c) para WB e ELISA. Imunógeno recombinante (aa 35-320) direciona esta proteína de adesão celular de 37kDa implicada na progressão tumoral e interações com neutrófilos. Swiss-Prot: P40199.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEACAM6 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Espécie	Humano
ID do Gene	4680 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 35-320 do CEACAM6 humano (NP_002474.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40199
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo