

Anticorpo Monoclonal Anti-Ceacam6 Para Wb, If-P, Elisa - P40199

Número do item: CM0011333



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CEACAM6 humano (CD66c), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de adesão celular, progressão tumoral e neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEACAM6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4680
GeneID	4680
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do CEACAM6 humano (P40199)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40199
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco com gelo