


Anticorpo Policlonais Anti-Ceacam6 Para Wb, Elisa - P40199

Número do item: CM0026644



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CEACAM6 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece CEACAM6 humano e de camundongo; adequado para estudos de adesão celular e progressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEACAM6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4680
GeneID	4680
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-320 do CEACAM6 humano (NP_002474.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40199
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo