

Anticorpo Monoclonal Anti-Cebp Delta/Cebpd Para Wb, Elisa - P49716

Número do item: CM0002205

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CEBPD validado para Western blot e ELISA. Reação cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos de regulação gênica imune e inflamatória. Peso molecular previsto de 28 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra CEBP Delta/CEBPD
Observações/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1052
ID do Gene	1052
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49716
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)