

Anticorpo Policlonal Anti-Cebp Delta/Cebpd Para Wb, Elisa - P49716

Número do item: CM0018269

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana CEBP Delta/CEBPD, adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Imunógeno: peptídeo sintético (aa 50-150). Ideal para estudar o fator de transcrição C/EBP-delta na resposta imune e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	CEBP Delta/CEBPD Rabbit pAb
Observações/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1052
ID do Gene	1052
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CEBP Delta/CEBPD humano (NP_005186.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49716
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo