

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cebp Delta/Cebpd Para Wb, Elisa - P49716

Número do item: CM0018571

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CEBP Delta/CEBPD humano (P49716). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para estudar a regulação transcricional em respostas imunes e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEBP Delta/CEBPD pAb de Coelho
Observações/Apelido	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1052
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CEBP Delta/CEBPD humano (NP_005186.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P49716
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo