


Anticorpo Policlonal Anti-C/Ebp α Para Wb, Elisa - P49715

Número do item: CM0023518



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico contra C/EBP α (CEBPA), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para o estudo da diferenciação mieloide, adipogênese e função hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho C/EBP α
Observações/Apelido	CEBP; C/EBP-alfa; C/EBP α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1050
GeneID	1050
Imunógeno	peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do C/EBP α humano (NP_004355.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P49715
Peso Proteico	38kDa
Transporte	Saco de gelo