

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cebpa Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P53566

Número do item: CM0025824

introdução

O anticorpo policlonal de coelho CEBPA da CamelBio é validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta a proteína de ligação ao potenciador CCAAT/alfa, um fator de transcrição essencial para diferenciação mieloide, adipogênese e função hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CEBPA Rabbit pAb
Observações/Apêndice	Cebp; CBF-A; C/ebpalpha
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	1050
GeneID	12606
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-117 do CEBPA de rato (NP_031704.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato (de laboratório)
SWISS	P53566
Peso Proteico	37 kDa/36 kDa/26 kDa/41 kDa
Envio	Saco de gelo