


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cebpa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49715

Número do item: CM0016492



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CEBPA humano (C/EBP-alfa). Validado para Western blot (WB), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage com espécies humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre a função de fatores de transcrição na diferenciação mieloide, adipogênese e hepatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEBPA pAb de Coelho
Observações/Alias	CEBP; C/EBP-alfa; CEBPA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1050
GeneID	1050
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-180 do CEBPA humano (NP_004355.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49715
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo