

Anticorpo Monoclonal Anti-C/Ebpb Para Wb - P17676

Número do item: CM0003794



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho C/EBPB para Western blotting e ELISA. Detecta a proteína de ligação ao enhancer/CCAAT beta humana, um fator de transcrição que regula respostas imunes e inflamatórias, adipogênese e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C/EBPB mAb de Coelho
Observações/Apelido	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; C/EBPB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1051
ID do Gene	1051
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 246-345 do C/EBPB humano (P17676).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISSL	P17676
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo