

Anticorpo Policlonal Anti-C/Ebpb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Número do item: CM0014102



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a C/EBPB (NF-IL6), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta C/EBPB humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre regulação da transcrição, inflamação e adipogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C/EBPB Rabbit pAb
Observações/Alias	TCF5, IL6DBP, NF-IL6, C/EBP-beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1051
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 171-216 da C/EBPB humana (NP_005185.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17676
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo