

Anticorpo Policlonal Anti-Cebpg Para Wb - P53567

Número do item: CM0029926

introdução

O fator de transcrição CEBPG regula genes imunes. Este anticorpo policlonal de coelho detecta CEBPG humano e de camundongo em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, permitindo estudos de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEBPG Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1054
GeneID	1054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do CEBPG humano (NP_001797.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P53567
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo