

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cecr5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw7

Número do item: CM0003374

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CECR5 validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Reage com CECR5 humano, uma proteína com domínio de hidrolase do tipo haloácido deshalogenase amplamente expressa. Ideal para pesquisa sobre síndrome do olho de gato e hidrolases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CECR5 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CECR5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27440
ID do Gene	27440
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 324-423 da CECR5 humana (Q9BXW7)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BXW7
Peso da Proteína	46kDa
Transporte	Bolsa de gelo