

Anticorpo Policlonal Anti-Cela2A Para Wb, If-P, Elisa - P08217

Número do item: CM0024407

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CELA2A humana (Elastase-2A). Validado para WB, IF-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em diabetes, sinalização de insulina e metabolismo da glicose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CELA2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63036
GeneID	63036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-150 da CELA2A humana (NP_254275.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08217
Peso Proteico	29kDa
Transporte	Saco de gelo