

Anticorpo Policlonal Anti-Cel/Lipase Ativada Por Sais Biliares Para Wb, Elisa - P19835

Número do item: CM0015488



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CEL humano (lipase ativada por sais biliares), adequado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Enzima chave na absorção de lipídios da dieta e no metabolismo de vitaminas lipossolúveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEL Rabbit pAb
Observações/Apelido	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1056
ID do Gene	1056
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-550 do CEL humano (NP_001798.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P19835
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo