


Anticorpo Monoclonal Anti-Celf1 Para Wb, Ip, Elisa - Q92879

Número do item: CM0003926



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CELF1 humano (membro da família Elav-like CUGBP 1). Adequado para WB, IP, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CELF1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10658
ID do Gene	10658
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CELF1 humano (Q92879).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92879
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco com gelo