

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Celf1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92879

Número do item: CM0025945



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o CELF1 humano (CUGBP1). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar as funções da proteína de ligação a RNA no processamento alternativo e na regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CELF1
Observações/Apelido	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10658
GeneID	10658
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-483 do CELF1 humano (NP_941989.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92879
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo