


Anticorpo Policlonais Anti-Celf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6W0

Número do item: CM0020315



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CELF5 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo o regulador de splicing de RNA BRUNOL5; útil para pesquisa cerebral e cardíaca. – Q8N6W0

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CELF5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CELF-5; BRUNOL5; BRUNOL-5; CELF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	60680
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-45 da CELF5 humana (NP_001166144.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N6W0
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo