


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cenpa Para Wb, Elisa - P49450

Número do item: CM0020166



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana CENPA (proteína centromérica A), validado para WB e ELISA. Utilizado em pesquisas sobre identidade do centrômero, montagem do cinetocoro e progressão mitótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CENPA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CenH3; CENP-A; CENPA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1058
ID do Gene	1058
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CENPA humana (NP_001800.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49450
Peso Proteico	16kDa
Envio	Em saco de gelo