

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cenpb Para Wb, Elisa - P07199

Número do item: CM0021240



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o principal autoantígeno centromérico humano B (CENPB). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de centrômeros e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CENPB Rabbit pAb
Observações/Alias	CENPB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1059
GeneID	1059
Imunógeno	Pepídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 500 até o C-terminal do CENPB humano (NP_001801.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P07199
Peso Proteico	65kDa
Envio	Bolsa de gelo