


Anticorpo Policlonal Anti-Cenpc Para Wb E Elisa - Q03188

Número do item: CM0025660



introdução

Anticorpo Policlonal CENPC validado para WB e ELISA. Reage com Humano, Rato, Camundongo. Ideal para pesquisas sobre montagem do cinetocoro, progressão mitótica e segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CENPC pAb de Coelho
Observações/Apelido	MIF2, hcp-4, CENP-C, CENPC1, CENPC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1060
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CENPC humano (NP_001803.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q03188
Peso Proteico	107kDa
Envio	Saco de gelo