


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cenpc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03188

Número do item: CM0012609



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CENPC humano (Proteína do centrômero C, ~107 kDa). Validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de cinetocoro e centrômero.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CENPC mAb de Coelho
Observações/Apelidos	MIF2; hcp-4; CENP-C; CENPC1; CENPC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1060
ID do Gene	1060
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-520 da CENPC humana (Q03188)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q03188
Peso Proteico	107kDa
Transporte	Bolsa de gelo