

Anticorpo Policlonal Anti-Cenpf Para Wb, Elisa - P49454

Número do item: CM0021860

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CENPF (proteína centromérica F), validado para WB e ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo. Essencial para a função do cinetócoro, a segregação cromossômica e a progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CENPF
Observações/Alias	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1063
GeneID	1063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1730-1890 da CENPF humana (NP_057427.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P49454
Peso da proteína	358 kDa
Transporte	Bolsa de gelo