


Anticorpo Policlonal Anti-Cenpk Para Wb, Elisa - Q9Bs16

Número do item: CM0025405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CENPK validado para Western blot (WB) e ELISA com reatividade humana. Tem como alvo a proteína do centrômero K, um componente chave do cinetocoro essencial para pesquisas sobre segregação cromossômica e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CENPK pAb de Coelho
Observações/Apelido	P33; Solt; CENP-K; FKSG14; AF5alpha; CENPK
Espécie	Humano
GeneID	64105
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BS16
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo