


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cep44 Para Wb, Elisa - Q9C0F1

Número do item: CM0029557



introdução

A CamelBio oferece o Anticorpo Policlonal de Coelho CEP44, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para CEP44 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa de biogênese do centrossoma e do centríolo. Enviado em saco de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho CEP44
Observações/Apelido	PS1TP3; KIAA1712; CEP44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80817
GeneID	80817
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do CEP44 humano (NP_001035247.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9C0F1
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo