

Anticorpo Policlonal Anti-Cep55 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ez4

Número do item: CM0028718



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-CEP55 validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a proteína centrossomal de 55 kDa, chave para a saída mitótica e citocinese, ideal para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEP55 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CT111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55165
ID do Gene	55165
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do CEP55 humano (NP_060601.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q53EZ4
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo